

 <b>ENSAFE.ONE</b> <i>... easy way to evacuate</i>	<b>Specyfikacja wyrobu</b>	
	<b>Materac ewakuacyjny Rescue</b>	

## 1. Przeznaczenie produktu

Materac ewakuacyjny Rescue przeznaczony jest do transportu osób ze szczególnymi potrzebami w pozycji leżącej po schodach w dół (o różnych budowach tj. stalowe, betonowe, kamienne jak i standardowe), po powierzchni poziomej oraz dodatkowo istnieje możliwość transportu w pionie dzięki dodatkowemu zastosowaniu deski ortopedycznej.

## 2. Właściwości

- Oznaczenie - Rescue
- Klasa wyrobu: wyrób medyczny nieinwazyjny klasy I
- Wymiary materaca: W 190 cm x S 55 cm x G 7 cm
- Grubość gąbki: 7 cm
- Wymiary gąbki: 3 x W 62 cm x S 60 cm x G 7 cm
- Materiał: Cordura/Poliester trudno zapalny, bakteriobójczy, antybakteryjny
- Pasy zabezpieczające osobę ewakuowaną: 1 szt. wewnątrz materaca
- Pasy samolotowe zabezpieczające osobę ewakuowaną: 4+1 szt. na zewnątrz materaca
- Kłapy zabezpieczające osobę ewakuowaną: 5 szt.
- Elementy odblaskowe
- Wpięcia do deski ortopedycznej: 2 szt.
- Uchwyty do transportu: góra, dół: 2 szt. o 3 stopniach długości
- Uchwyty do transportu: boczne: 8 szt.
- Karabińczyk do podwieszania
- Waga: 8 kg
- Maksymalny udźwig: 210 kg
- Rozmiar opakowania: W 55 cm x S 35 cm x G 60 cm

## 3. Skład

- ✓ Znak fluorescencyjny (opcjonalnie)
- ✓ Plecak ochronny
- ✓ Deska ortopedyczna + kostka do stabilizacji głowy (opcjonalnie)
- ✓ Karta gwarancyjna
- ✓ Instrukcja obsługi

## 4. Sposób użycia

Według instrukcji obsługi.

## 5. Opakowanie

Materac Resue jest zapakowany w plecak ochronny oraz folie stretch.

Rozmiar opakowania: W 55 cm x S 35 cm x G 60 cm

Waga w opakowaniu: 8 kg

#### **6. Przechowywanie**

Materac ewakuacyjny Rescue należy przechowywać w plecaku ochronnym i przymocowany na uchwytych montażowych bezpośrednio na ścianie budynku.

#### **7. Transport**

Koszt transportu pokrywa zamawiający.

#### **8. Okres ważności**

Gwarancja producenta na materac ewakuacyjny wynosi 1 rok od daty zakupu.

Okres eksploatacji wyrobu wynosi 3 lata od daty zakupu.

Z uwagi, że jest to wyrób medyczny - materac ewakuacyjny musi być poddawany przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym przez producenta, co najmniej 1 raz na rok, aby zachować wskazany okres eksploatacji.

#### **9. Oznaczenia wymiarów**

W - wysokość; S - szerokość; G - głębokość