

1. Przeznaczenie produktu

Krzesło ewakuacyjne Robin przeznaczone jest do transportu osób ze szczególnymi potrzebami w dół w pozycji siedzącej po schodach i na poziomym podłożu.

2. Właściwości

- Oznaczenie - Robin
- Klasa wyrobu: wyrób medyczny nieinwazyjny klasy I
- Wysuwany uchwyt
- Wymiary krzesła: W 135 cm S x 53,5 cm x G 84 cm
- Wymiary po złożeniu: W 104 cm x S 53,5 cm x G 20 cm
- Pasy bezpieczeństwa: 2 szt.
- Wymiary pasów: długość pasa górnego i dolnego: prawa strona: 38 cm, lewa strona: 77 cm
- Wymiary siedziska z ramą: S 50 cm
- Wymiary oparcia: S 37 cm
- Wymiary zagłówek: S 45 cm, W 21 cm
- Konstrukcja: aluminium
- Materiał siedzisko, zagłówek: Poliester trudno zapalny, bakteriobójczy
- Waga: 12 kg
- Maksymalny udźwig: 210 kg
- Rozmiar opakowania: G 116 cm x S 35 cm x W 51 [cm] / Karton

3. Skład

- ✓ znak fluorescencyjny (opcjonalnie)
- ✓ wsporniki do montażu na ścianie
- ✓ pokrowiec lub szafka metalowa (opcjonalnie)
- ✓ podłokietniki (opcjonalnie)
- ✓ pas na nogi (opcjonalnie)
- ✓ instrukcja obsługi
- ✓ karta gwarancyjna

4. Sposób użycia

Według instrukcji obsługi.

5. Opakowanie

Krzesło Robin jest zapakowane w kartonowe opakowanie w rozmiarze opakowania:

G 116 cm x S 35 cm x W 51,5 cm

6. Przechowywanie

Krzesło ewakuacyjne Robin należy przechowywać wewnątrz budynku w sposób wolno stojący lub zamontowane bezpośrednio na ścianie.

7. Transport

Koszt transportu pokrywa zamawiający.

8. Okres ważności

Gwarancja producenta na krzesło ewakuacyjne wynosi 3 lata od daty zakupu.

Gwarancja nie dotyczy podzespołów jakie mogą ulec zużyciu tj. siedzisko, zagłówek, pasy jezdne.

Okres eksploatacji wyrobu wynosi 6 lat od daty zakupu.

Z uwagi, że jest to wyrób medyczny - krzesło ewakuacyjne musi być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym przez producenta, co najmniej 1 raz na rok, aby zachować gwarancję i okres eksploatacji.

9. Oznaczenia wymiarów

W - wysokość; S - szerokość; G - głębokość